



Uppdatera till senaste programvaran (version 3,0)


1. Gå till Auto Update för att uppdatera till den senaste programvaruversionen (Sökväg: flik Admin-flik Auto Update-Check for updates now!)




2. Välj: Check for updates now! så startar automatiskt sökningen... (OBS! du måste vara uppkopplad mot Internet för att sökningen skall fungera)



3. An update is available. Do you want to perform an update now?
Välj: Ja/Yes



4. Uppdateringen installeras



5. Efter uppdateringen är klar startar programmet om.
Du kan se programmets version under fliken Device Control.

